

Тепловой массажер

Модель PR-P03



Инструкция по применению



EAC



СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Особенности -----	2
03	Назначение -----	2
04	Комплектность -----	3
05	Эксплуатация -----	3
06	Внимание -----	5
07	Меры Предосторожности -----	5
08	Ограничения -----	5
09	Обслуживание и хранение -----	6
10	Гарантия -----	6

Благодарим за приобретение Теплового массажера PR-P03. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием.

Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: тепловой массажер
- МОДЕЛЬ: PR-P03
- НАПРЯЖЕНИЕ АДАПТОРА: 220В/12В 50Гц
- МОЩНОСТЬ: 30Вт СРОК СЛУЖБЫ: 5 ЛЕТ
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 30-60 МИН
- ВЕС НЕТТО: 0,5 КГ МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 04.2019
- КОЛЛИЧЕСТВО ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ АНИОНОВ: ≥ 1000 единиц

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



ОСОБЕННОСТИ

- Температура теплового массажера регулируется (+40°C - +70°C +/-5°C), учитывая потребности и индивидуальные особенности пользователя.
- Защита изделия от перегрева.
- Портативность, возможность использования от прикуривателя автомобиля, простота в обращении.
- Легкая в использовании панель управления «все в одном» с обтекаемым дизайном.
- Лампа высокого качества, используемая в качестве источника инфракрасного излучения.
- Тепловой массажер оснащен дополнительной функцией ионизации воздуха, что делает его использование более полезным.
- Безопасный элемент электрического питания;
- 6-ть уровней регулировки температуры от минимальной +40°C до максимальной +70°C.
- Интеллектуальный контроль температуры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловой массажер PR-P03 предназначен для обогрева различных участков тела.
Рекомендовано использовать изделие при комфортном температурном режиме.

Дизайн массажера позволяет использовать его практически на любых участках тела. Изделие может использоваться для массажа и прогревания длинноволновыми инфракрасными лучами промежности, передней и задней части шеи, плеч, лица, спины, живота, поясницы, рук, ступней ног и всех суставов.

Тепловой массажер способствует:

- Усилению кровообращения. Длинноволновые инфракрасные волны повышают температуру тела, способствуя расширению кровеносных сосудов.
- Снятию спазма и напряжения мышц, что может помочь облегчить боль в мышцах.
- Снижению стресса и усталости. Приятное тепло способствует расслаблению, может помочь успокоить нервы и расслабить уставшие мышцы. Конечным результатом может стать снижение стресса и прилив сил.
- Улучшению состояния кожи. ИК тепло, проникая глубоко в тело способствует детоксикации и стимулированию выработки коллагена.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тепловой массажер.



2. Блок питания.



3. Шнур для прикуривателя.



4. Инструкция.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение прибора

Подключите штекер Блока питания (2) к штекеру Теплового массажера (1), затем воткните вилку в розетку 220 Вольт. Нажмите выключатель, расположенный сбоку на верхней части изделия, в это время должны загореться 3 красных индикатора температуры длинноволнового инфракрасного излучения, расположенные на верхней части Теплового массажера. Одновременно загораются 3 лампы, являющиеся источником нагрева трех нефритовых сфер и источником ИК тепла, что указывает на готовность Теплового массажера к использованию.

Регулировка температуры

Нажмите правую красную кнопку переключателя температуры, расположенную в верхней части прибора, сразу загорится еще один индикатор температуры (всего 6), что свидетельствует о повышении температуры. Нажатие левой красной кнопки приведёт к снижению температуры. В обычных условиях, когда вместе загораются от одного до шести индикаторов, температура нефритовых сфер держится в диапазоне $+40 \sim +70^{\circ}\text{C}$ $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Потребитель может регулировать температуру в соответствии с практической необходимостью. Во время подачи тепла и достижения заданной температуры или в режиме поддержания температуры уровень светоизлучения ламп снижается вследствие того, что данный массажер автоматически снижает скорость набора температуры. Половинная яркость свидетельствует о режиме поддержания температуры нефритовых сфер в диапазоне $\pm 2^{\circ}\text{C}$.



Включение анионов

Нажмите примерно на одну секунду на резиновую кнопку, расположенную в центре регулировки температуры, это запустит функцию генерирования анионов.

Использование Теплового массажера

Тепловой массажер можно использовать в любой удобной позе для обогрева любого участка тела, включая: плечевой пояс, тыльную часть шеи, лицо, голову, а также поясничный отдел. Также лежа на ровной и жесткой поверхности, можно проводить акупунктуру на биологически важные точки на спине. Воздействовать ИК теплом Теплового массажера можно практически на все участки тела, кроме сердечной области и области виска. Следите за температурой во избежании ожогов.

В комплектность Теплового массажера входит шнур для прикуривателя и можно проводить прогревание уставшей воротниковой зоны в автомобиле.

Выключение Теплового массажера

Переключите чёрный клавишный переключатель питания в верхней боковой части массажера в положение "0", после чего раздастся щелчок, индикатор электропитания погаснет, а массажер выключится. Выньте вилку из эл.розетки.

Автоматическое выключение термомассажера

В случае, если после установки пользователем заданной температуры, в течение двух часов не происходит изменения значения температуры или попыток выключения, массажер расценивает ситуацию, как выход из-под контроля и прекращает подачу тепла. Остаются гореть только два крайних индикатора температуры, остальные гаснут. Если необходимо повторное использование, достаточно нажать клавишу регулировки температуры или повторно нажать выключатель, и прибор восстановит все функции.



ВНИМАНИЕ

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.
 2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
 3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
 4. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая.
 - Выключите питание;
 - Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром service@llotus.ru или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.
1. Если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода.
 2. Если поврежден переключатель температуры, адаптор или штекер с эл.вилкой.
 3. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте тепловой массажер по назначению.
2. В случае непосредственного контакта с кожей, необходимо предварительно провести дезинфекцию нефритовых сфер с помощью дезинфицирующих салфеток.
3. После включения и перед использованием, проверьте рукой температуру нефритовых сфер, установите комфортную температуру, чтобы не получить ожог.
4. Используйте изделие через хлопчатобумажную салфетку.
5. Будьте осторожны с изделием во время его использования, не допускайте ударов, падений или перегиба электрического провода, это продлит срок службы изделия.
6. Подключайте массажер к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
7. Используйте массажер при допустимой влажности окружающей среды: $\leq 75\%$.
8. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
9. Держите массажер вдали от детей.
10. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании массажера. Устанавливайте температуру переключателем температуры не более 4-х индикаторов температуры во избежание ожогов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В следующих состояниях перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом:

- онкология;
- гипертонический криз;
- гипертермия
- высокая температура;
- туберкулез активной формы;
- алкогольное опьянение.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Во избежании удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте и не отключайте изделие влажными руками.
7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю. Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр service@lotus.ru или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		<i>ПРОДАВЕЦ:</i>
Серийный номер модели		
Покупатель		<i>Юр. адрес:</i>
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		<i>ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: 1 год с момента передачи покупателю.</i>

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Изготовитель: ВЕНЖУ ПОП РЕЛАКС КО., ЛТД., NO.57, КАРТОН ИНДАСТРИАЛ ЗОНА, ВУЯНГ, АОДЖАНГ ТАУН, ПИНГЪЯНГ КАУНТИ, ВЕНДЖУ, КИТАЙ. Страна изготовитель: Китай.
Импортер: ООО "Спина без боли", 119571, Москва, пр-т Вернадского 123/2 офис 9Б
интернет сайт: www.lotus.ru, эл.почта: info@lotus.ru